

XL•S MEDICAL LIPOSINOL 1 mese di trattamento



Dispositivo medico CE di classe IIb.

Dispositivo medico a base di Litramine un complesso brevettato di fibre vegetali (opuntiacactus) clinicamente testato. Utile per diminuire l'apporto calorico dato dai grassi ingeriti.

XL-S Medical Liposinol non contiene coloranti artificiali, aromi, sale e conservanti. Litramine non contiene nessun ingrediente di origine animale.

Ingredienti

Litramine (complesso brevettato di fibre di natura vegetale). Eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato disidratato, silice, povidone e magnesio stearato (PH.Eur.).

Modalità d'uso

Per perdere peso: assumere 2-3 compresse al giorno.

Per mantenere il peso: assumere 1-2 compresse al giorno.

Obesità: 4 compresse da assumere sempre dopo i pasti principali.

Non assumere più di 9 compresse al giorno.

Avvertenze

Sconsigliato per bambini di età inferiore ai 12 anni.

Non assumere XL-S Medical Liposinol in gravidanza o durante l'allattamento o in caso di BMI (indice di massa corporea) inferiore a 18,5.

Sebbene XL-S Medical Liposinol non sembra influire sull'assorbimento delle vitamine liposolubili A ed E, non è consigliabile assumere XL-S Medical Liposinol entro 2 ore dall'ingestione di integratori vitaminici e farmaci liposolubili (ad es. la pillola anticoncezionale orale). Si consiglia inoltre di assumere un integratore multivitaminico ogni giorno.

XL-S Medical Liposinol contiene quantità in tracce di acido ossalico che si trovano in molte altre verdure verdi. In presenza di una malattia renale o di calcoli renali, evitare di assumere questo prodotto regolarmente. In caso di dubbi o per qualsiasi reazione avversa, consultare il medico prima di assumere questo prodotto.

XL-S Medical Liposinol contribuisce a controllare gli attacchi di fame equilibrando i livelli glicemici. Per le persone diabetiche si consiglia un consulto con il medico prima di assumere questo prodotto.

Se si usano farmaci ipocolesterolizzanti, consultare il medico prima di assumere questo prodotto.

Attenzione: In conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici MDD 93/42/EEC, dopo periodi di utilizzo superiori ai 30 giorni, si raccomanda di interrompere per 3-5 giorni l'assunzione di questo Dispositivo Medico appartenente alla seconda classe.

Formato

Confezione da 180 compresse.